

Description de l'appareil

Ce dispositif permet d'immobiliser l'épaule à 30 degrés d'abduction. L'appareil est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure correcte de la taille.

Composition de l'appareil

Composants textiles: Polyester-Polyamide-Mousse PU

Composants Rigides: Polypropylène

Mode d'emploi de l'appareil

L'installation de ce produit nécessite l'assistance d'une personne. Tout d'abord, fixez le coussin à l'aide de la bande auto-agrippante de manière à ce qu'il soit au niveau de votre taille. Après avoir placé votre bras dans l'écharpe faite passez votre épaule entre l'autre bande et puis verrouillez les boucles en plastique qui se trouve sur votre écharpe.

Indications

- Déchirures musculaires de la coiffe des rotateurs
- Calcifications de l'épaule
- Immobilisation postopératoire
- Rééducation après chirurgie
- Rééducation après arthroscopie d'épaule gelée

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain.
- L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- SSAntécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations Et Avertissements Importants

Vérifier l'intégrité de l'appareil avant chaque utilisation. N'utiliser pas l'appareil s'il est endommagé. La surveillance par un professionnel de la santé est recommandée. N'utiliser pas l'appareil en conduisant un véhicule. Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être utilisé par une autre personne. En cas d'inconfort, de douleur, de volume anormal ou de changement de la couleur du membre, retirer l'appareil et consulter un professionnel de santé. L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être précisées par le professionnel de santé. Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels,...).

Entretien et stockage de l'appareil

Laver à l'eau tiède et à la main avec un détergent doux. Pour préserver la force d'adhérence à long terme des fermetures auto-agrippantes, elles doivent être fermées avant le lavage. Sécher à plat, à l'air libre et ne pas exposer à la chaleur (soleil, chauffage,...) pendant le séchage. Ne pas nettoyer à sec. Gardez l'appareil propre dans sa boîte d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.

FR

Описание Устройства

Это устройство обеспечивает иммобилизацию плеча при отведении на 30 градусов. Прибор разработан только по имеющимся показаниям и точному измерению тела.

Содержимое Устройства

Текстильные компоненты:

полиэстер-полиамид-полиуретановая губка

Жесткие компоненты: полипропилен

Применение устройства

Установка этого изделия требует помощи человека. Сначала закрепите подушку с помощью липучки, чтобы она была на уровне талии. Поместив руку на ремень для рук, объедините ремень, который вы надеваете на другое плечо, с застежкой спереди.

указание

- Разрывы мышц вращательной манжеты плеча
- Кальцинаты плечевого сустава
- Послеоперационная иммобилизация
- В реабилитации после хирургического вмешательства
- В реабилитации после атроскопии замороженного плечевого сустава

Противопоказание

- Не используйте продукт в тех случаях, когда диагноз не определен.
- Не контактируйте продукт непосредственно с поврежденной кожей.
- Не применять при аллергии на какой-либо из компонентов продукта.
- Не используйте при венозных и лимфатических заболеваниях.

Важная информация и предупреждения

Проверяйте целостность устройства перед каждым использованием.

Не используйте, если устройство повреждено.

Рекомендуется, чтобы медицинский работник наблюдал за ним.

Не используйте устройство во время вождения.

Это устройство подходит только для использования одним пациентом и не должно использоваться другим человеком.

В случае дискомфорта, боли, аномального объема и обесцвечивания конечности извлеките устройство и обратитесь к врачу.

Продолжительность ежедневного использования и применения должна быть указана медицинским работником. Вещества, содержащие масло, не должны вступать в контакт (мази, кремы, лосьоны).

Обслуживание и хранение устройств

Его следует стирать в теплой воде, а руки с мягким моющим средством.

Чтобы сохранить долговременную адгезионную прочность лент на липучках, ленты на липучках следует закрывать перед стиркой.

Его следует сушить на открытом воздухе без подвешивания и не подвергать воздействию тепла (солнца, нагревания) при сушке.

Не подвергать химчистке.

Храните устройство в чистоте в оригинальной коробке, когда оно не используется.

RU



30 DERECE KOL ASKISI
ARM SLING 30 DEGREES
ÉCHARPE D'ÉPAULE AVEC COUSSIN D'ABDUCTION
30 DEGRÉS
ПОВЯЗКА ДЛЯ РУКИ, 30 ГРАДУСОВ

WINGMED
Orthopedic Equipments



Doğam Medikal Kozmetik Gıda Tekstil İthalat
İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Seyhan Mah. 629/12 Sokak No: 2/4 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 469 14 44

www.wingmed.com.tr - info@wingmed.com.tr

Doğam Medikal company manufacturer of othopedic equipment under Wingmed brand declares that, marked with the CE sign is Class I medical device, of rule 1, consistent with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. Conformity assessment was carried out in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council.



DOCUMENT REVISIONS 202301(2023-01) - WINGMED ©

