

Description de l'appareil

Ce dispositif est une orthèse permettant l'immobilisation de l'épaule et/ou du coude. L'appareil est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure correcte de la taille.

Composition de l'appareil

Composants textiles: Polyester-Polyamide-Mousse PU

Composants Rigides: -

Mode d'emploi de l'appareil

L'installation de ce produit nécessite l'assistance d'une personne. Placer l'avant-bras blessé dans le manchon et croiser les deux sangles sur les épaules et fixer-les sur l'avant du manchon. Accrocher la large bande amovible sur le manchon, grâce à la partie auto-agrippante. Faire le tour de la poitrine et du bras lésé et fixer la bande sur le manchon.

Indications

- Luxation de l'épaule
- Fractures non chirurgicales de la clavicule
- Immobilisation postopératoire
- Rééducation après chirurgie
- Soutien du bras paralytique

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain.
- L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- SSAntécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations Et Avertissements Importants

Vérifier l'intégrité de l'appareil avant chaque utilisation.

N'utiliser pas l'appareil s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de la santé est recommandée.

N'utiliser pas l'appareil en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être utilisé par une autre personne.

En cas d'inconfort, de douleur, de volume anormal ou de changement de la couleur du membre, retirer l'appareil et consulter un professionnel de santé.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être précisées par le professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels,...).

Entretien et stockage de l'appareil

Laver à l'eau tiède et à la main avec un détergent doux.

Pour préserver la force d'adhérence à long terme des fermetures auto-agrippantes, elles doivent être fermées avant le lavage.

Sécher à plat, à l'air libre et ne pas exposer à la chaleur (soleil, chauffage,...) pendant le séchage.

Ne pas nettoyer à sec.

Gardez l'appareil propre dans sa boîte d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.



Описание Устройства

Это устройство представляет собой разновидность ортеза, который обеспечивает сатилизацию голеностопного сустава. Прибор разработан только по имеющимся показаниям и точному измерению тела.

Содержимое Устройства

Текстильные компоненты:

полиэстер-полиамид-полиуретановая губка

Жесткие компоненты: -

Применение устройства

Установка этого изделия требует помощи человека.

Поместите поврежденное предплечье на руку, наденьте два ремня по диагонали на плечи и закрепите их на ткани спереди. Повесьте съемную широкую ленту на руку и оберните ее вокруг груди и руки.

указание

- Низкая деформация стопы
- Малоберцовая невропатия
- Парализованная мышечная слабость пациента
- В реабилитации после хирургического вмешательства

Противопоказание

- Не используйте продукт в тех случаях, когда диагноз не определен.
- Не контактируйте продукт непосредственно с поврежденной кожей.
- Не применять при аллергии на какой-либо из компонентов продукта.
- Не используйте при венозных и лимфатических заболеваниях.

Важная информация и предупреждения

Проверяйте целостность устройства перед каждым использованием.

Не используйте, если устройство повреждено.

Рекомендуется, чтобы медицинский работник наблюдал за ним.

Не используйте устройство во время вождения.

Это устройство подходит только для использования одним пациентом и не должно использоваться другим человеком.

В случае дискомфорта, боли, аномального объема и обесцвечивания конечности извлеките устройство и обратитесь к врачу.

Продолжительность ежедневного использования и применения должна быть указана медицинским работником. Вещества, содержащие масло, не должны вступать в контакт (мази, кремы, лосьоны).

Обслуживание и хранение устройств

Его следует стирать в теплой воде, а руки с мягким моющим средством.

Чтобы сохранить долговременную адгезионную прочность лент на липучках, ленты на липучках следует закрывать перед стиркой.

Его следует сушить на открытом воздухе без подвешивания и не подвергать воздействию тепла (солнца, нагревания) при сушке.

Не подвергать химчистке.

Храните устройство в чистоте в оригинальной коробке, когда оно не используется.



VELPO BANDAJI

VELPEAU BANDAGE

BANDAGE D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

ГБАНДАЖ ВЕЛЬПО

WINGMED
Orthopedic Equipments



**Doğam Medikal Kozmetik Gıda Tekstil İthalat
İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Seyhan Mah. 629/12 Sokak No: 2/4 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 469 14 44

www.wingmed.com.tr - info@wingmed.com.tr

Doğam Medikal company manufacturer of othopedic equipment under Wingmed brand declares that, marked with the CE sign is Class I medical device, of rule 1, consistent with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. Conformity assessment was carried out in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council.





tr	Medikal Cihaz	Tek hasta Çoklu Kullanım	Talimat kitapçığını okuyun
en	Medical Device	Single patient Multiple Use	Read the instruction leaflet
fr	Dispositif médical	Un seul patient à usage multiple	Lire attentivement la notice
ru	Медицинский прибор	Многократное использование для одного пациента	Внимательно прочтите инструкцию



Size

KOL BOYU

ARM LENGTH

LONGUEUR DU BRAS

ДЛИНА РУКИ (cm)

STD1=S-M 30-36

STD2=L-XL-XXL 36-45

Cihaz açıklaması

Bu cihaz omuz ve/veya dirseğin immobilizasyonunu sağlayan bir ortezdir. Cihaz yalnızca mevcut endikasyonlar ve doğru beden ölçümüne göre tasarlanmıştır.

Cihaz içeriği

Tekstil Bileşenleri: Polyester-Poliamid-PU Sünger

Rijit Bileşenleri: -

Cihaz Uygulaması

Bu ürünün kurulumu bir kişinin yardımını gerektirir. Yaralı ön kolu kola yerleştirin ve iki kayışı omuzların üzerinden çapraz bir şekilde geçirin ve öndeki kumaşa sabitleyin. Çıkarılabilir geniş bandı kola asın ve göğsün ve kolun etrafında dolayın.

Endikasyon

- Omuz çıkığı
- Klavikulanın cerrahi olmayan kırıkları
- Ameliyat sonrası immobilizasyon
- Cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyonda
- Paralitik kol desteği

Kontrendikasyon

- Teşhisin kesin olmadığı durumlarda ürünü kullanmayınız.
- Ürünü doğrudan yaralı cilt ile temas ettirmeyiniz.
- Ürün bileşenlerinden herhangi birine alerji durumunda kullanmayınız.
- Venöz ve Lenfatik durumlarında kullanmayınız.

Önemli Bilgiler ve Uyarılar

Her kullanımda önce cihazın bütünlüğünü kontrol ediniz. Cihaz hasarlıysa kullanmayınız. Bir sağlık uzmanının denetlemesi önerilir. Araç kullanırken Cihazı kullanmayınız. Bu cihaz yalnızca bir hastanın kullanımı için uygundur ve başka bir kişi tarafından kullanmamalıdır. Rahatsızlık durumunda, ağrı, uzuvda anormal hacim ve renk değişikliği cihazı çıkarın ve bir sağlık uzmanına danışın. Günlük kullanım ve uygulama süresi sağlık uzmanı tarafından belirtilmelidir. Yağ içeren maddeler, (merhem, krem, losyon) ile temas ettirilmemelidir.

Cihaz Bakımı ve Saklama Talimatları

Ilık suda ve elde yumuşak deterjan ile yıkanmalıdır. Cırt bantların uzun vadeli yapıştırıcı gücünü korumak için yıkamadan önce cırt bantlar kapanmalıdır. Açık havada asmadan kurutulmalıdır ve kuruturken ısıya (güneş, kalorifer) maruz kalmamalıdır. Kuru temizle yapmayınız. Cihazı kullanılmayan zamanlarda orijinal kutusunda temiz bir şekilde saklayınız.



TR

Device Description

This device is an orthosis that provides immobilization of the shoulder and/or elbow. The device is designed only according to the available indications and accurate body measurement.

Device Content

Textile Components: Polyester-Polyamide-PU Sponge

Rigid Components: -

Device Application

Installation of this product requires the help of a person. Place the injured forearm on the arm and thread the two straps diagonally over the shoulders and secure them to the fabric in front. Hang the removable wide band on the arm and wrap it around the chest and arm.

Indications

- Low foot deformity
- Peroneal neuropathy
- Paralyzed patient muscle weaknesses
- In rehabilitation after surgical intervention

Contraindication

- Do not use the product in cases where the diagnosis is not certain.
- Do not contact the product directly with the injured skin.
- Do not use in case of allergy to any of the components of the product.
- Do not use in venous and lymphatic conditions.

Important Information & Warnings

Check the integrity of the device before each use. Do not use if the device is damaged. It is recommended that a healthcare professional supervise. Do not use the Device while driving. This device is only suitable for use by one patient and should not be used by another person. In case of discomfort, pain, abnormal volume and discoloration of the limb, remove the device and consult a healthcare professional. The duration of daily use and application should be indicated by the health care professional. Substances containing oil should not be brought into contact with (ointments, creams, lotions).

Device Maintenance & Storage

It should be washed in warm water and hands with mild detergent. To preserve the long-term adhesive strength of the velcro tapes, the velcro tapes should be closed before washing. It should be dried in the open air without hanging and should not be exposed to heat (sun, heating) when drying. Do not dry clean. Keep the device clean in its original box when not in use.

EN